

キヤノンオンラインショップ リニューアル記念Wキャンペーン
キヤノンオリジナルトートバックの詳細について

※下記写真はイメージです。実物の色合い等を完全に再現しているものではありません。
あらかじめご了承くださいませ。

片面
(ロゴのみ)



片面
(F-1デザイン)



内側



内側(拡大)



↓2ページ目に続く↓

持ち運びイメージ その1



持ち運びイメージ その2



サイズ/重量

サイズ: 330 × 380 × 120(mm)

重量 : 383g ± 1 ~ 3g (シリカゲル、注意書き等の同梱物含む)

詳細

* New-F1の設計図をモチーフに絵柄をデザインした、キヤノンオリジナルトートバッグ。丈夫な帆布生地(14オンス)を使用し、持ち手には本革を使用しました。また、片面はキヤノンロゴが直接刻印された革タグだけにして落ち着いたデザインに仕上げました。(PP袋/キヤノンロゴ入り挨拶カード同梱)